

# ロービジョン用具のご案内

見えない・見えにくいことで困っている方向けのパンフレット

病気や怪我などが原因で眼の機能が低下してしまった状態を  
ロービジョンといいます。

ロービジョンの見え方は一人ひとりに違いがあり、日常生活における悩みも様々です。

トラストメディカルでは、見えない・見えにくいことで困っている方々に対して

補助具の紹介や支援施設などの情報提供を行い、

生活の質の向上を目指すお手伝いが出来ればと考えています。

また、関係施設の環境整備や見えにくさでお困りの方と

専門家を繋ぐ活動も行っています。



2024年5月改定版

第10.5号

このパンフレットに記載している給付基準額例や給付対象者例は、宮城県仙台市の内容を参考にして作成しています。種目や基準額、対象などは市町村により異なりますので、詳しくはお住いの市町村福祉課へご確認よろしくお願ひします。

おかげさまで 33年！



株式会社 トラストメディカル

— SINCE 1992 —

# 1 視覚障害者用読書器

給付基準額 例 239,000円

給付対象者例

1級 2級 3級 4級 5級 6級

耐用年数 例 8年

★他基準例 視覚障害者用音声読書器 基準額 198,000円

「拡大」と「色切替」機能は全ての器械に付いていて、読み書き環境を整えるお手伝いが出来ます。

## 1-① 据置タイプ

拡大読書器の代表的な種類で、読みたい物をカメラの下に置き画面に映して使います

WEBで  
使い方  
チェック



### メーリンHD 250,000円 (非課税)



- モニター角度や高さ(上下左右)の調整可能
- 操作ボタンは画面下側に集中
- コントラスト/ライン/マスキング機能搭載

サイズ(mm)		
幅	奥行	高さ
510	×510	×610
倍率	画面サイズ	重さ
2.4~73倍	24インチ	18.6kg
色モード カラー/白黒/白黒反転(28種類)		

### アイラビュー16プレミアム 298,000円 (非課税)



- 小型軽量、バッテリー内蔵の次世代型拡大読書器
- 遠近オートフォーカスフルHDカメラ搭載
- 本体を折りたたみ可能で持ち運びもできます
- HDMI端子を使用して (モニターとの接続可能)

サイズ(mm)		
幅	奥行	高さ
381	×406	×475
倍率	画面サイズ	重さ
1.4~60倍	15.6インチ	4.73kg
色モード カラー/白黒/白黒反転(計8種類)		
●バッテリー最大5時間使用。充電時間4時間		

### トパーズXLHD22インチ 249,000円 (非課税)



- モニター角度や高さ(上下左右)の調整可能
- 操作ボタンは画面下側に集中
- コントラスト/ライン/マスキング機能搭載

サイズ(mm)		
幅	奥行	高さ
437	×439	×635
倍率	画面サイズ	重さ
1.6~54倍	20インチ	18.6kg
色モード カラー/白黒/白黒反転(計30種類)		

WEBで  
使い方  
チェック



### クリアビューC One 22 249,000円 (非課税)



- モニター角度(上下)や高さの調整可能
- 操作ボタンは画面下側に集中
- コントラスト/ライン/マスキング機能搭載
- XYテーブルは、片方向のみ止めるプレーキ内蔵

サイズ(mm)		
幅	奥行	高さ
590	×420	×510
倍率	画面サイズ	重さ
2~75倍	22インチ	16kg
色モード カラー/白黒/白黒反転(計17種類)		

WEBで  
使い方  
チェック



※上位機種 クリアビューC HD22 価格 279,000円 (非課税)

### アイ・ラビュー13 253,000円 (非課税)



- 小型軽量、バッテリー内蔵の次世代型拡大読書器
- 遠近オートフォーカスフルHDカメラ搭載
- 本体を折りたたみ可能で持ち運びもできます
- HDMI端子を使用して (モニターとの接続可能)

サイズ(mm)		
幅	奥行	高さ
320	×373	×420
倍率	画面サイズ	重さ
1.2~50倍	13.3インチ	3.91kg
色モード カラー/白黒/白黒反転(計8種類)		

●バッテリー最大5時間使用。充電時間4時間

### オニクスデスクセットHD 268,000円 (非課税)



- モニター角度(上下)の調整可能
- 操作はリモコンボタンを使用
- コントラスト/ライン/マスキング機能搭載

サイズ(mm)		
幅	奥行	高さ
460	×190	×530
倍率	画面サイズ	重さ
1.4~106倍	20インチ	6.8kg
色モード カラー/白黒/白黒反転(計33種類)		

WEBで  
使い方  
チェック



※別売 オニクスデスクセットHD用 XYテーブル 49,500円税込

## 1-② 音声拡大タイプ

拡大読書器の種類の一つで、OCR機能により書類を読み込み、書かれた内容を音声で読み上げます。画面に映し出して、拡大表示が出来るタイプもあります

### ルビー10スピーチ 238,000円 (非課税)



- 音声読み上げ機能を備えた携帯型拡大読書器
- アームを開いて使用するフルページカメラ搭載
- 遠方や筆記・OCRなど3種類のカメラが使えます
- タッチパネル操作も可能

サイズ(mm)			
幅	奥行	高さ	
261	×189	×36	
倍率	重さ	画面サイズ	バッテリー稼働時間
2~24倍	915g	10インチ	約3.5時間

※スピーチ機能なしのルビー10は、217,800円(税込)

### スマートリーダーHD 230,000円 (非課税)



- カメラを起動して、スキャンボタンを押すだけの2タッチで文章を読み取り音声で読み上げます

サイズ(mm)		
幅	奥行	高さ
114	×230	×241
重さ	画面	バッテリー稼働時間
1.8kg	別売り	約8時間

WEBで  
使い方  
チェック



### エンジェルビジョンデスクトップリーダー 198,000円 (非課税)



- シンプル操作で活字を読み取り、読み上げます
- 自動、手動、指差しの3つの操作モードから選ぶ
- A3サイズまで識別可能

サイズ(mm)		
幅	奥行	高さ
325	×153	×400
重さ	バッテリー稼働時間	
約1.9kg	12時間/充電7時間	

### よむべえスマイル 198,000円 (非課税)



- 読み取り機にセットされた活字原稿を文字認識し、合成音声で読み上げます
- 点字文章や通帳の読み取り可能

サイズ(mm)		
幅	奥行	高さ
265	×406	×118
倍率	画面	重さ
最大約40倍	別売り	6.6kg
色モード 3種類		

WEBで  
使い方  
チェック



※快速よむべえ拡大モデル 260,000円(非課税)

### コンパクト10 スピーチ 239,000円 (非課税)



- 携帯型読書器に読み上げ機能が付いています
- 画面と音声の両方で確認することが出来ます
- タッチパネル操作

サイズ(mm)			
幅	厚	高さ	
261	×36	×189	
倍率	画面サイズ	重さ	使用時間
0.5~22倍	10インチ	950g	約3.5時間
色モード カラー/白黒/白黒反転(計17種類)			

WEBで  
使い方  
チェック



### リードミーぷらす(Neo) 247,500円 (非課税)



- 読み取り機にセットされた活字原稿を文字認識し、合成音声で読み上げます

サイズ(mm)		
幅	奥行	高さ
380	×250	×280
倍率	画面サイズ	色モード
9段階	15.6インチ	9段階
読み取り機サイズ(mm) 250(幅)×360(奥行)×40(高)		
重さ 本体2.6kg 読み取り機1.6kg		

※Neo Plusへ変更希望の場合は、本体価格+22,000円(税込) 利用期間5年

※カタログに掲載していない機種も取り扱っておりますので、詳しくはお問合せお待ちしております

日常生活用具の注意点

給付対象品であれば各項目(拡大読書器や音声時計など)を申請することは出来ませんが、各項目により耐用年数が定められておりますので、機種をお選びいただく際にはご注意ください。

1-3 携帯タイプ

拡大読書器の種類の一つで、基本機能の拡大と色切替は据置型と同じようにできますが持ち運びや一部分を見るのに優れています

モビラックスデジタルタッチ 75,900円(税込)



- 持ち手があるので、ルーペ感覚で使えます
- タッチスクリーンや静止機能を搭載

サイズ(mm)		
207(幅)	×76(奥行)	×38(厚)
倍率	画面サイズ	重さ
4~15倍	4.3インチ	230g
バッテリー稼働時間 3時間		
色モード カラー/白黒/白黒反転(計5種類)		



WEBで使い方チェック

ペブルHDベーシック 99,800円(非課税)



- 持ち手があるので、ルーペ感覚で使えます
- 静止機能を搭載

サイズ(mm)		
140(幅)	×79(奥行)	×32(厚)
倍率	画面サイズ	重さ
4.5~13.4倍	4.3インチ	200g
バッテリー稼働時間 2.5~3時間		
色モード カラー/白黒/白黒反転(計7種類)		

ルビーHD5インチ 198,000円(非課税)



- 持ち手があるので、ルーペ感覚で使えます
- 「置く、持つ、スタンド」の3つの使い方が選べます
- 静止、保存機能を搭載
- 折りたたみ式専用スタンド付

サイズ(mm)		
138(幅)	×88(奥行)	×20(厚)
倍率	画面サイズ	重さ
2~14倍	5インチ	265g
バッテリー稼働時間 3時間		
色モード カラー/白黒/白黒反転(計20種類)		



WEBで使い方チェック

ヴィゾルクスデジタルHD 194,400円(非課税)



- 画面を起こして使うと、楽な姿勢で見られます
- 「遠近両用」のカメラ搭載
- HDMI接続で大画面モニターへ投影可能

サイズ(mm)		
201(幅)	×138(奥行)	×29(厚)
倍率	画面サイズ	重さ
2~22倍	7インチ	460g
バッテリー稼働時間 4時間		
色モード カラー/白黒/白黒反転(計14種類)		

ルビーHD7インチ 198,000円(非課税)



- 画面を起こして使うと、楽な姿勢で見られます
- カメラ向きを調節して、紙面や顔などを写せます
- 「中近両用」のカメラ搭載
- HDMI接続で大画面モニターへ投影可能

サイズ(mm)		
211(幅)	×147(奥行)	×25(厚)
倍率	画面サイズ	重さ
2~24倍	7インチ	510g
バッテリー稼働時間 4時間		
色モード カラー/白黒/白黒反転(計20種類)		



WEBで使い方チェック

クローバー6 198,000円(非課税)



- ハンドルを引き出すことで手持ちルーペのように持てます
- 物理ボタンと直感的なタッチ操作
- タッチパネル操作も可能

サイズ(mm)		
160(幅)	×97(奥行)	×20(厚)
倍率	画面サイズ	重さ
2~35倍	2~32倍	270g
バッテリー稼働時間 3~5時間		
色モード カラー/白黒/白黒反転(計32種類)		

クローバー7S 198,000円(非課税)



- 画面を起こして使うと、楽な姿勢で見られます
- 「遠近両用」のカメラ搭載
- HDMI接続で大画面モニターへ投影可能
- 折りたたみ式専用スタンド付属

サイズ(mm)		
188(幅)	×138(奥行)	×21(厚)
倍率	画面サイズ	重さ
2~37倍	7インチ	402g
バッテリー稼働時間 3時間30分		
色モード カラー/白黒/白黒反転(他16種類)		



WEBで使い方チェック

クローバー10 198,000円(非課税)



- 画面を起こして使うと、楽な姿勢で見られます
- 「遠近両用」のカメラ搭載
- HDMI接続で大画面モニターへ投影可能
- 折りたたみ式専用スタンド、別売6,600円(税込)

サイズ(mm)		
251(幅)	×203(奥行)	×22(厚)
倍率	画面サイズ	重さ
2~32倍	10インチ	710g
バッテリー稼働時間 3時間		
色モード カラー/白黒/白黒反転(他16種類)		



WEBで使い方チェック

※クローバー10専用スタンドモデル 204,000円(非課税)

ヴィゾルクスデジタルXL FHD 198,000円(非課税)



- 画面を起こして使うと、楽な姿勢で見られます
- タッチスクリーンと物理ボタン搭載
- HDMI接続(INとOUT)で大画面モニターへ投影外部モニターとして使えます

サイズ(mm)		
290(幅)	×200(奥行)	×40(厚)
倍率	画面サイズ	重さ
2~22倍	11.6インチ	1,050g
バッテリー稼働時間 2.5時間		
色モード カラー/白黒/白黒反転(計15種類)		



WEBで使い方チェック

ズームックスノー12 219,000円(非課税)



- 12インチワイドのタッチパネル式モニターを採用
- 専用スタンドを使用してA4サイズを一括表示可能
- 「ページ撮影モード専用スタンド」付属
- 外部出力 HDMI出力入力端子

サイズ(mm)		
287(幅)	×170(奥行)	×145(厚)
倍率	画面サイズ	重さ
2.7~19倍	12インチ	1060g
バッテリー稼働時間 約2.5時間/充電約2時間		
色モード カラー/白黒/白黒反転(他8種類)		

※本カタログは、予告なく変更している場合がございますがご了承ください。



## ② DAISY図書プレーヤー 視覚障害者用ポータブルレコーダー

給付対象者例 1級 2級 3級 4級 5級 6級 耐用年数例 6年

基準額例 録音再生機 85,000円

ポータブルレコーダーの代表的な器械をプレクストークと言います。  
録音図書として普及しているデージー図書を聴くための録音・再生装置です

### ②-① 録音再生機

**PTR3**  
85,000円 (非課税)



- 本体にCDを入れることで、デージー図書や音楽CDの再生可能
- パソコンを使わずにサピエ図書館を楽しむことができます (インターネット環境、サピエID、パスワード必要)

サイズ(mm)  
200(幅)×245(奥行)×48(高)  
重さ 1.3kg

### ②-② 再生専用機

基準額例 再生専用機 48,000円

**PTN3** 48,000円 (非課税)



- 本体にCDを入れることで、デージー図書や音楽CDの再生可能

(一例) 基準額を超える製品は、自己負担額と差額を足した分が利用者負担額となります  
差額例 48,000円 - 35,000円 = 13,000円  
(PTN3価格) (再生専用基準額) (差額)

★他基準例 基準額 35,000円

1級 2級 耐用年数 6年

サイズ(mm)  
200(幅)×245(奥行)×48(高)  
重さ 1.2kg

Q デージー図書を借りるためには? お住まいの点字図書館や視覚障害情報センター、情報提供施設等へお問い合わせしてみてください

## ③ 視覚障害者用時計

基準額例 18,700円  
※性能 音声・触読・振動含む

給付対象者例 1級 2級 3級 4級 5級 6級

耐用年数 6年

★他基準例 基準額 音声式 13,300円 耐用年数 10年

### ③-① 音声時計

視覚障害者用時計の一つで「音声」で時刻を知らせてくれます。  
腕時計と卓上時計などがあります

#### GRUS ボイス電波腕時計

- 電波時計タイプの音声腕時計で「時刻」と「カレンダー」を音声で知らせます
- 盤面は「ホワイト」か「ブラック」バンド種類は「伸縮ベルト」「革ベルト」「三つ折れバックル」に分かれます

19,800円 (税込)

19,800円 (税込)

19,800円 (税込)



GRS 003-01 伸縮ベルト  
ホワイト × シルバー

GRS 003-02 伸縮ベルト  
ブラック × シルバー

GRS 003-03 革ベルト  
ブラック × ブラック

GRS 003-04 革ベルト  
ホワイト × ブラウン

GRS 003-05 革ベルト  
ホワイト × ホワイト

GRS 004-01 三つ折れバックル  
シルバー × シルバー

GRS 004-02 三つ折れバックル  
ブラック × シルバー

ボタンを押すことで、音声で現在時刻を知らせてくれます

#### セイコー音声時計 音声デジタルウォッチ

18,700円 (税込)



SBJS013  
シルバー

SBJS015  
ブラック

SBJS016  
ピンクゴールド

#### カード型音声時計 ポケットトーク



9,350円 (税込)  
DA208K

#### 置時計 トークライナー



11,000円 (税込)  
DA206W

### ③-② 触読時計

他基準額例 10,300円

針先と文字盤の目盛を触って時刻を確認

#### シチズン触読式時計



14,000円 (非課税)  
AC2200-55E

#### セイコー触読時計

14,000円 (非課税)



女性用 SQWK029 女性用 SQWK031 女性用 SQWK033  
男性用 SQBR019 男性用 SQBR021



※給付基準額例や給付対象者例などは宮城県仙台市の「日常生活用具の種目」を参考に作成しています

## ④ 視覚障害者用体温計

けんおんくん 9,000円 (非課税) 基準額 例 9,000円



給付対象者例 1級 2級 3級 4級 5級 6級 耐用年数例 5年

●測定した体温を音声で知らせます

★他基準例 基準額 9,000円 1級 2級 5年

## ⑤ 視覚障害者用体重計

タニタ BC-202 16,500円 (税込) 基準額 例 16,500円



給付対象者例 1級 2級 3級 4級 5級 6級 耐用年数例 5年

●測定した体重を音声で知らせます

★他基準例 基準額 18,000円 1級 2級 5年

## ※電磁調理器

基準額 例 8,100円

2024年4月の改定により、電磁調理器と活字文書読み上げ装置は仙台市の種目から廃止されました

★他基準例 基準額 41,000円 1級 2級 6年

## ※活字文書読み上げ装置 ポータブルレコーダー 他

自治体により異なりますので、お住いの自治体へご確認ください

センスプレーヤー 99,800円 (非課税)



給付対象者例 1級 2級 3級 4級 5級 6級

●OCR機能を使用した活字文書の読み上げやスマホ、タブレットのBluetoothキーボードとして使用するスマートコネクト機能。デジタル形式再生など多彩な機能を備えた携帯型OCRマルチプレーヤー

※活字文書読み上げ装置の項目基準額 1級 2級 6年 99,800円

センスプレーヤーライト 85,000円 (非課税) ※センスプレーヤーからカメラ機能を省いた製品です

## ⑥ 情報・通信支援用具

基準額 例 110,000円

給付対象者例

耐用年数例 5年

★他基準例 基準額 100,000円 1級 2級 5年

給付実績のある製品として、スクリーンリーダーと呼ばれる「画面読み上げソフト」や「拡大ソフト」があります。各ソフトをパソコンの中にインストールして機能を追加することで使うことができます



PC-Talker Neo (PC-Talker Neo単体) 申請価格 利用期間1年 8,800円 (税込) 自費価格 利用期間1年 6,600円 (税込)

PC-Talker Neo Plus (PC-Talker Neo+NetReader) 申請価格 利用期間1年 13,200円 (税込) 自費価格 利用期間1年 9,900円 (税込)

●音声読み上げソフト(スクリーンリーダー)の代表的な製品で、コンピューター(Windows)の画面情報を音声で読み上げ、操作を支援します。

対応OS Windows10,11

購入組み合わせ例 PC-Talker Neo Plusを「利用期間5年」で「給付申請」する時の価格は 66,000円(税込) 内訳13,200円×5年分  
PC-Talker Neo Plusを「利用期間2年」で「自費購入」する時の価格は 19,800円(税込) 内訳 9,900円×2年分

製品名	特徴	申請価格(税込) 利用期間1年	自費価格(税込) 利用期間1年
マイブックネオ Web版	サビエ図書館、国立国会図書館、デイジー図書などデジタル化された書籍を楽しむことができます	8,360円	6,160円
マイニュースパックWeb版 (MyNewsパック)	MyNewsと、MyDic、MyRoute、MyDoctorのNeoシリーズ4本パックです	8,800円	7,700円
マイニュースネオWeb版 (MyNews Neo)	ニュース閲覧ソフト。主要新聞社の記事やコラムなどの情報をシンプル操作で楽しむことができます	4,400円	3,850円
マイルートネオWeb版 (MyRoute Neo)	経路探索ソフト。インターネットの情報を活用して、近くの店から、路線や道順の検索まで調べることができます	4,400円	3,850円
マイディックネオWeb版 (MyDic Neo)	辞書検索ソフト。国語辞典や英和、和英辞書、日英、英日辞書、類語辞典などネット辞書を活用することができます	4,400円	3,850円
マイドクターネオWeb版 (MyDoctor Neo)	健康・医療検索ソフト。インターネットを活用し、病名やお薬の内容、健康や医療などの情報を検索・閲覧することができます	4,400円	3,850円

製品名	特徴	製品価格(税込) 利用期間制限なし
ボイスワークス (Voice Works)	自分にぴったりの音声で読書を楽しめます。VoiceWorksを組み込むことで、日本語6種類、英語1種類の音声追加されます	22,000円
ブレイルワークス (Braille Works)	快適な点字システムを提供。MyMailなどマイアプリケーションシリーズの点字ディスプレイ出力を強化する、点字インターフェースを装備	30,800円
マイワード7Web版 (My Word7)	Word文書作成操作を音声でわかりやすくガイドします。マイワードで作成した文字飾りなども、Word文書ファイルとして保存できます	63,800円
マイリード7 (My Read7)	スキャナにセットされた書類(用紙に書かれている内容)をOCRにより読み上げることができます	63,800円
マイアクセスWeb版 (My Access)	宛名書き住所録ソフト。はがきや封筒の宛名書きを、簡単に行える視覚障がい者向け住所録ソフトです	41,800円
マイメール5Web版 (My MailV)	PC-Talkerシリーズに対応した、音声メーラー(音声メール)ソフト。シンプル操作でメールの送受信をすることができます	19,800円

### JAWS2023

JAWS日本語版 新規 207,900円 (税込)

バージョンアップ版価格もごさいますので、詳しくはお問合せ下さい

対応OS Windows 11, 10



多彩な読み上げ機能により、各種主要なブラウザ、ソフトウェアなどに対応しているため就労環境においても活用されている音声読み上げソフト(スクリーンリーダー)です

### ZoomText 2023

ZoomText 2023 日本語版 新規 107,800円 (税込)

ZoomText 2023 + リーダー 日本語版 新規 143,000円 (税込)

バージョンアップ版価格もごさいますので、詳しくはお問合せ下さい

対応OS Windows 11, 10



xFont拡大機能により、拡大しても文字をなめらかに表示や、カラーモードを変更して見やすい色で画面表示。ポインタやカーソル、フォーカスを見やすいように強調表示することも可能です。ZoomText+リーダーの読み上げ機能は画面拡大機能を使いながら音声読み上げを行います。+リーダーの読み上げ機能はJAWS以外のスクリーンリーダーと併用できませんのでご注意ください

※給付基準額例や給付対象者例などは宮城県仙台市の「日常生活用具の種目」を参考に作成しています

## ⑦ 点字ディスプレイ

基準額例  
398,000円

給付対象者例 1級 2級 3級 4級 5級 6級 耐用年数例 6年

本体に搭載されたピンが上下に動き点字を表示します。本体操作のみでメモを取るなどの使い方もありますが、パソコンと接続すると、文字情報を点字表示出来るので、メールや文章作成などお仕事での活用も出来ます。

★他基準額 基準額 383,500円 1級 2級 6年

### ブレイルメモスマート Air16

340,000円 (非課税)



- 表示マス数/16マス 音声読み上げあり
- Android端末をAir16で操作可能
- ※追加ソフトの「機能拡張ライセンス」16,500円(税込)でワードやエクセルなどを点字表示

### ブレイルセンスシックスミニ

398,000円 (非課税)



- 表示マス数/20マス 音声読み上げあり
- Android OSを搭載しワードやメール、エクセルなどを利用できます

### ブレイルメモスマートAir32

430,000円 (非課税)



- 表示マス数/32マス 音声読み上げあり
- Android端末をAir32で操作可能
- ※追加ソフトの「機能拡張ライセンス」16,500円(税込)でワードやエクセルなどを点字表示

### ブレイルセンスシックス

599,000円 (非課税)



- 表示マス数/32マス 音声読み上げあり
- Android OSを搭載しワードやメール、エクセルなどを利用できます

## ⑧ 点字タイプライター

基準額例 82,000円

給付対象者例 1級 2級 3級 4級 5級 6級 耐用年数例 5年

### テラタイプ

82,000円 (非課税)



### パーキンスブレーラー普通型

180,000円 (非課税)



★他基準額 基準額 63,100円 1級 2級 5年

## ⑨ 点字器

基準額例  
10,780円

給付対象者例 1級 2級 3級 4級 5級 6級

### 32マス標準点字盤 (ニモカ製)

耐用年数例 5年

10,780円 (非課税)

- 点字用紙1枚分を書ける点字盤を、標準点字盤と呼ばれています



★他基準額 基準額 10,400円

## 日常生活用具として給付実績のある製品

### オーカムマイアイ2

給付実績例 視覚障害者用読書支援機器、拡大読書器、活字文書読み上げ装置等

298,000円 (非課税)

- オーカムマイアイ(OrCam MyEye)を使えば、文字の読み上げ、顔の認識、商品の識別、その他多くのことが行えます

※文章の読み上げ機能のみ搭載のオーカムマイリーダー2

198,000円 (非課税)

サイズ(mm) 150(幅)×790(奥行)×210(高)  
重さ 22.5g

### 暗所視支援眼鏡 MW-10

給付実績例 暗所視支援眼鏡、拡大読書器等

給付実績例 暗所視支援眼鏡 貸与 3か月33,000円  
修理 暗所視支援眼鏡 基準額50,000円

434,500円 (税込)

- HOYA独自開発の低照度高感度カメラで捉えた像を、目の前のディスプレイに投射する、眼鏡タイプのウェアラブルデバイスです。暗闇の中のわずかな光を増幅させ、対象物の色彩を自然に再現します

サイズ(mm) 190(幅)×195(奥行)×37(高)  
重さ 130g / コントローラー 350g

### エンジェルアイ・スマートリーダー

給付実績例 拡大読書器

198,000円 (非課税)

- カメラとスピーカーを搭載したウェアラブルデバイスです
- 音声指示に従い、文字を撮影すると音声で読み上げます

サイズ(mm) 15(幅)×72(奥行)×27(高)  
重さ 約30g

### 音声血圧計 エー・アンド・デイ UA-1030T

給付実績例 音声式血圧計

9,680円 (税込)

- 測定値や血圧分類などを画面表示と音声で読み上げます
- カフを巻いて、測定ボタンを押すと測定開始します

サイズ(mm) 140(幅)×105(奥行)×60(高)  
重さ 300g

### タッチ式ボイスレコーダー「タッチボイス」

給付実績例 視覚障害者用物品識別装置

39,900円 (非課税)

- タグを使い音声情報を登録することで、形だけでは見分けにくい「ケース」などの仕分けに使うことが出来ます

※タッチボイス・プラス(防水チップ付) 59,800円 (非課税)

サイズ(mm) 145(幅)×21(奥行)×25(高)  
重さ 40g

### 音声色彩判別装置 カラーイーノ

給付実績例 視覚障害者用音声色柄識別装置

55,000円 (非課税)

- 150以上の色彩を音声でお知らせ
- 光度測定により、電気の消し忘れや光の方向を知ることが出来ます

サイズ(mm) 110(幅)×50(奥行)×25(高)  
重さ 約70g

### GRUSボイスクッキングスケール

給付実績例 視覚障害者用はかり

6,600円 (税込)

- 音声で重さを知らせるはかりです。計測したい物を皿に乗せることで1g単位で3キロまで重量をアナウンスします

サイズ(mm) 145(幅)×200(奥行)×45(高)  
重さ 288g

### Bluetoothキーボード リボ2

給付実績例 情報・通信支援用

66,000円 (税込)

- iPhoneを操作するのを補助するキーボードです。画面に表示されたものを音声で説明するVoiceOverの音声聞きながら使えます

サイズ(mm) 52(幅)×94(奥行)×12(高)  
重さ 55g

## ※ 視覚障害用具の修理

対象者は本制度により対象種目の支給を受けた者であって、当該支給物品の修理の必要が認められる者。原則として、購入した製品に対し1回に限る修理の範囲は、支給時点の性能を回復する程度とし、性能の向上を伴う修理は認めない。視覚障害用具の対象製品は、暗所視支援眼鏡、点字ディスプレイ、点字タイプライター、DAISY図書プレーヤー、視覚障害者用読書器(点字ディスプレイの基準額は100,000円とする) 仙台市資料参照

# 日常生活用具の申請方法（一例）



拡大読書器や音声時計などの日常生活用具を申請する時の申請方法一例です。

STEP

1

希望する製品を選びます。



手帳取得者

STEP

2

ご本人又は代理の方が、販売店から「製品カタログ/見積り」を受け取ります。



販売店

手帳取得者

STEP

3

お住いの自治体（福祉課）へ、「製品カタログ/見積り/手帳/印鑑/マイナンバー」を持参して、お住いの自治体（福祉課）で申請手続きを行います。



手帳取得者

自治体（福祉課）

STEP

4

給付が決まると、福祉課よりご本人へ「決定通知書」が送付されてきます。

※製品準備を行いますので、決定通知書が届きましたら利用者負担額を販売店にご連絡をお願いします。



自治体（福祉課）

手帳取得者

STEP

5

販売店が製品の準備を行い、入荷次第、ご本人にご連絡いたします。そして、販売店から製品を受け取り自己負担額がある時は販売店へ支払い、日常生活用具給付券に署名・押印（代筆可）を行います。



販売店

手帳取得者



補装具を申請するためには「医師の意見書」が必要です

1 遮光眼鏡 耐用年数 4年

遮光眼鏡は、まぶしさの要因となる短波長をカットし、明るく感じるそれ以外の光を多く通すように作られています

遮光眼鏡の作成の流れ(一例)

① 遮光眼鏡のレンズを選定します



※使う場面によって、まぶしさが異なります。ご自身にあったカラーを選ぶためにも、トライアルレンズで必ずお試しください。カラー選定については、別途ご相談ください

② 遮光眼鏡のフレームを選定します



※通常フレームやオーバーサングラス、前掛け式などフレームも様々です。ご使用に合わせて、お選びください

1-① 眼鏡(遮光用・掛けめがね式) 交付基準額 31,200円 (乱視を含む場合は、35,550円)

1-② 眼鏡(遮光用・前掛式) 交付基準額 22,400円

ビューナル(東海光学) 10,600円 (非課税)

- サイドフレーム付
- 単体で使うことも、眼鏡の上から重ねて使うこともできます
- 度数を入れることは原則できません



TYPE M  
フレームカラー  
●ブラック  
●マットローズ



TYPE F  
フレームカラー  
●マットブラウン  
●ダークレッド



TYPE K  
フレームカラー  
●フロント：ココア  
●テンプル：パニラ



前掛け式(東海光学) 22,400円 (非課税)

- 眼鏡の上からつけるクリップ式
- 眼鏡に必要な時だけつけることができます



ルミレス(東海光学) 29,680円~ (非課税)

- サイドフレーム付
- 眼鏡の上からかけることはできません
- 横から入る光を軽減します
- 度数を入れることができます



※度数の有無や乱視の有無などにより価格が異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。

レチネックスグラス(HOYA) 15,900円~ (非課税)

- サイドフレームあり
- 眼鏡の上からかけることはできません
- 横から入る光を軽減します
- 度数を入れることができます

※レチネックスグラスでは6色の中から選びます  
レンズカラーとの組み合わせがあるのでご注意ください



※度数の有無や乱視の有無などにより価格が異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。

C-Clip by STG(東海光学) 8,480円 (非課税)

- クリップオン式
- 普段お使いの眼鏡に装着
- サイドは光を遮るカバー付きで横方向のまぶしさを低減。



対象者  
適応

補装具の支給を受ける時の注意

- 1 羞明を来していること
- 2 羞明の軽減に、遮光眼鏡の装用より優先される治療法がないこと
- 3 補装具費支給事務取扱指針に定める眼科医による選定、処方であること

★この際、下記項目を参照の上、遮光眼鏡の装用効果を確認すること(意思表示できない場合、表情、行動の変化等から総合的に判断すること) ●まぶしさや白んだ感じが軽減する ●文字や物などが見やすくなる ●羞明によって生じる流涙等の不快感が軽減する ●暗転時に遮光用をはずすと暗順応が早くなる

# 1-③ 眼鏡 (矯正用)

耐用年数 **4年**

**6D**

**10D**

**20D**

交付基準額	6D未満	6D以上10D未満	10D以上20D未満	20D以上
	16,900円 (乱視を含む場合は21,250円)	20,200円 (乱視を含む場合は24,550円)	24,000円 (乱視を含む場合は28,350円)	24,000円 (乱視を含む場合は28,350円)

# 1-④ 眼鏡 (弱視用 焦点調整式)

耐用年数 **4年** 交付基準額 **18,600円**

① 近用 ② 遠用 ◀ 近くや遠くを見るので用途が異なります

## ① 拡大鏡 (近用)

● 手元の書類を見るのに使われています  
※ 一部自治体では、拡大鏡を「焦点調整式近用」として支給実績があります。詳しくは、お住いの市町村にご確認ください



## ② 単眼鏡 (遠用)

● 黒板や時刻表など離れた物を見るのに便利です ● 近用レンズを使うと、書類を見ることも可能

製品名	倍率	価格 (税込)
PK-3S	2.8倍	16,500円
PK-4S	4.2倍	17,600円
PK-4	4倍	16,500円
PK-6	6倍	17,600円
PK-8	8倍	18,700円
PK-8L	8倍	29,700円



# 1-⑤ 眼鏡 (弱視用 掛けめがね式)

耐用年数 **4年** 交付基準額 掛け眼鏡式 **38,200円**  
掛け眼鏡式 高倍率 **38,200 ~ 56,800円**

A-1 掛け眼鏡式 A-2 掛け眼鏡式 (高倍率)

※ 18,600円高倍率 (3倍率以上) の主鏡を必要とする場合は焦点調整式の上限価格 (18,600円) の範囲内で必要な額を加算すること

# 1-⑥ 眼鏡 (コンタクトレンズ)

耐用年数 **2年** 交付基準額 **13,000円**

※ 上限はレンズ1枚のものであること。※ 多段階レンズは7,150円増し。虹彩付レンズは5,150円増しとすること

# ② 義眼 弊社では取り扱いがありません

耐用年数 **2年** 交付基準額は材質で異なります

# ③ 白杖

耐用年数 **2年 ~ 5年** 交付基準額は材質で異なります

## 盲人安全つえの種類

白杖価格高騰により、自己負担額以外の差額が出る可能性があります。予めご了承ください。

### ① 携帯型 (折りたたみ杖)



セガワケーン (折りたたみ杖)



IDケーン (折りたたみ杖)  
※ シンボルケーン

### ② 普通用 (直杖)



アドバンテージ (直杖)

### ③ 身体支持併用杖



L字サポートケーン

## 義眼・白杖取り扱いについて

白杖は「種類や石突・長さ」などを決める必要がありますので、歩行訓練士に選定していただくことをお勧めしております。一例と致しましては日本盲導犬協会様 (022-226-3910) やアイサポート仙台様 (022-341-1728) など専門機関がございますのでお問い合わせください。義眼につきましても専門店がございますのでお問い合わせください。

## 白杖取り扱い店のご紹介 (一例)

<p>日本点字図書館 用具事業課 ☎ 03-3209-0751</p> <p>取り扱い白杖例 アドバンテージ、IDケーン、セガワケーンなど</p>	<p>日本視覚障害者団体連合 用具購買所 ☎ 03-3200-6422</p> <p>取り扱い白杖例 ミニステッキ、スライドステッキなど</p>	<p>株式会社KOSUGE ☎ 050-3372-3002</p> <p>取り扱い白杖例 マイケーンなど</p>	<p>有限会社ジオム社 ☎ 06-6463-2104</p> <p>取り扱い白杖例 サポートケーンなど</p>
---	--	--	---

補装具

拡大鏡 (ルーペ)

弱視学級新設セット  
トライアルセット  
ご注文・見積り依頼書  
読み書き練習シート

高齢者・障害者への配慮

# 身体障害者手帳を取得すると さまざまな福祉サービスを受けられる場合があります

日常生活用具や補装具の補助だけではなく、同行援護などの「生活」に関することやバスや地下鉄、タクシーでの移動など「交通」に関わること、税金・公共料金の減税などがあります。内容や対象となる方が、市町村により異なる場合がありますのでご注意ください。

また「障害者保健福祉の案内」として、冊子などの配布や市町村ホームページに掲載している場合がございますので、サービス内容をご確認の上、市町村の担当課へお問い合わせください。

身体障害者等級基準 身体障害者福祉法施行規則別表第5号		2021年2月現在
<b>1級</b> (18)	1 (視力) 視力の良い方の眼の視力が0.01以下	
<b>2級</b> (11)	1 (視力) 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下 2 (視力) 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下 3 (視野) 周辺視野角度(I/4)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ 両眼中心視野角度(I/2)が28度以下 4 (視野) 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下	
<b>3級</b> (7)	1 (視力) 視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下(2級の2に該当するものを除く) 2 (視力) 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下 3 (視野) 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下 4 (視野) 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下	
<b>4級</b> (4)	1 (視力) 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下(3級の2に該当するものを除く) 2 (視野) 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下 3 (視野) 両眼開放視認点数が70点以下	
<b>5級</b> (2)	1 (視力) 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下 2 (視野) 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの 3 (視野) 両眼中心視野角度(I/2)が56度以下 4 (視野) 両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下 5 (視野) 両眼中心視野視認点数が40点以下	
<b>6級</b> (1)	1 (視力) 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下	

※万国式視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう

※周辺視野角度(I/4指標による)両眼中心視野角度(I/2指標による) ※ゴールドマン型視野計又は自動視野計の結果は、診断書に添付する

●二つ以上の障害が重複する場合の障害等級の認定方法

合計指数 (1級) ▶ 18以上 (2級) ▶ 11~17 (3級) ▶ 7~10 (4級) ▶ 4~6 (5級) ▶ 2~3 (6級) ▶ 1

## 中心暗点、傍中心暗点の評価を加えた施行規則別表

※参考 日本ロービジョン学会研修会

### ■ ゴールドマン型視野計

検査 等級	周辺 視野角度 I/4指標	両眼中心 視野角度 I/2指標	I/4		視野角度 80度以下
			1/2	2分の1 以上	
2級	左右眼 それぞれの 総和が 80度以下	28度以下	視野角度 57度以上	該当せず	4級
3級		56度以下			
4級		56~29度	5級	3級	
5級		28度以下			2級

※5級はどちらか一方が該当可

### ■ 自動視野計

検査 等級	視認点数両眼 開放エスター マンテスト	両眼中心視野 視認点数 10-2	両眼 エスター マン		
			10-2	101点 以上	100~ 71点
2級	70点以下	20点以下	視認点数 41点以上	該当せず	4級
3級		40点以下			
4級		40~21点	5級	5級	3級
5級		20点 以下			

※5級はどちらか一方が該当可




# 補装具の申請方法（一例）



遮光眼鏡や弱視眼鏡などの補装具を申請する時の申請方法一例です。


## STEP 1

ご本人又は代理の方が自治体（福祉課）に「補装具意見書」など必要書類関係の確認をします。




## STEP 2

ご本人又は代理の方が「補装具意見書の原本」を病院・眼科に持参し「補装具意見書」を記載してもらい受け取ります。




## STEP 3

ご本人又は代理の方が販売店から「見積書」を受け取ります。



## STEP 4


ご本人が申請する場合は、  
「①マイナンバーのわかるもの（個人番号カード・通知カード等）②補装具意見書③見積書④障害者手帳⑤印鑑」を持参し、福祉課へ手続きを行います。  
※代理人が申請する場合は必要書類が異なる場合がありますので、詳細についてはお住いの福祉課にご確認ください。



## STEP 5


お住いの自治体（福祉課）から「決定通知書」が送付されてきます。

※製品準備を行いますので、決定通知書が届きましたら利用者負担額を販売店にご連絡をお願いします。



## STEP 6

販売店が製品の準備を行い、入荷次第、ご本人に連絡いたします。販売店より製品を受け取り利用者負担額がある場合には、販売店に支払います。そして、支給券の受領者氏名、印の欄に記載（代筆可）して販売店に渡すか送付します。




# ● 手持ち式拡大鏡 (ルーペ)

価格は全て税込価格です。予告なく変更する場合がございます

## LEDワイドライトルーペ LEDライト付


- ゆがみの少ない非球面レンズを採用しており、傷がつきにくく明るく拡大します。単3電池を2本使います
- ※ モバースを使うと、置き型スタンドルーペとしても使えます
- モバースとセットで購入するとルーペ代 **+1,650円** (税込) です



倍率	型式 (本体のみ)	価格(税込)	型式 (モバース付)	価格(税込)
3倍(8D角型)	1512-2	16,940円	1512-2M	18,590円
3倍(12D)	1511-2	12,100円	1511-2M	13,750円
3.5倍(10D角型)	1511-3	13,310円	1511-3M	14,960円
4倍(16D角型)	1511-4	18,370円	1511-4M	20,020円
4倍(16D)	1511-41	13,090円	1511-41M	14,740円
5倍(20D)	1511-5	13,310円	1511-5M	14,960円
6倍(24D)	1511-6	14,300円	1511-6M	15,950円
7倍(28D)	1511-7	11,000円	1511-7M	12,650円
10倍(38D)	1511-10	11,660円	1511-10M	13,310円
12.5倍(50D)	1511-12	13,090円	1511-12M	14,740円

## エコルクスプラスモバイル LEDライト付

- ゆがみの少ない非球面レンズを採用しており、単4電池を3本使います
- ※ エコルクスプラスモバイル用スタンドを使うと、置き型スタンドルーペとしても使えます



倍率	型式	価格(税込)
2倍(8D)	S134802	15,301円
2.5倍(10D角型)	S134112	14,586円
3倍(12D)	S134122	13,871円
4倍(16D)	S134162	13,871円
5倍(20D)	S134202	13,871円
6倍(24D)	S134242	13,871円
7倍(28D)	S134282	12,584円
9.75倍(39D)	S134392	12,870円
12倍(48D)	S134482	13,871円
14倍(56D)	S134562	13,871円



エコルクスプラス モバイル用台  
S130092 **8,151円** (税込)

## イージーポケット LEDライト付

- ゆがみを可能な限り抑えた薄型レンズ採用
- ボタン型電池を2個使います



倍率	型式	価格(税込)
2.5倍(6D)	1522-11	14,520円
	1521-10	9,130円
3倍(8D)	1521-11	9,130円
	1521-22	11,550円

3倍 ブラック 1521-10  
3倍 シルバー 1521-11

4倍 メタリックブルー 1521-22

## モビレント LED LEDライト付

- ゆがみの少ない非球面レンズ採用
- LEDライト付きの携帯用ルーペ
- ※ 4倍、7倍、10倍ともに見た目は同じです



倍率	型式	価格(税込)
4倍(16D)	1520-94	10,340円
7倍(28D)	1520-97	10,560円
10倍(38D)	1520-910	10,780円

※ライトON時

## モビレント

- ゆがみの少ない非球面レンズ採用
- ストラップ付 首から掛けられます
- ※ 4倍、7倍、10倍ともに見た目は同じです



※ストラップつけた様子

倍率	型式	価格(税込)
4倍(16D)	1710-94	5,280円
7倍(28D)	1710-97	5,720円
10倍(38D)	1710-910S	6,160円

## エルゴラックスMPモバイル LEDライト付

- ゆがみの少ない非球面レンズを採用しており、単4電池を3本使います。明るさを2段階で調整できる高性能の白色LEDライト



倍率	型式	価格(税込)
2倍(8D角型)	S164082	23,309円
2倍(8D)	S164092	18,733円
2.5倍(10D角型)	S164112	17,303円
3倍(12D)	S164122	17,303円
4倍(16D)	S164162	17,303円
5倍(20D)	S164202	17,303円
6倍(24D)	S164242	17,303円
7倍(28D)	S164282	15,873円
9.75倍(39D)	S164392	17,303円
12倍(48D)	S164482	17,303円
14倍(56D)	S164562	17,303円

## メディプランエルゴ

- 精密無収差レンズ(アプラナート)2枚構成採用
- レンズの隅々までゆがみを抑えたルーペ
- 2.7倍のみ角型。他は丸型です



倍率	型式	価格(税込)
2.4倍(5.6D)	2668-85	15,290円
2.7倍(7D角型)	2668-950	15,950円
2.9倍(7.4D)	2668-75	14,300円
3.8倍(11.3D)	2668-60	12,100円
4.5倍(14D)	2668-50	13,090円

## ホワートルーペ

- レンズの両面から拡大できるレンズ(バイコンベックス)
- 白いグリップの握りやすいグリップ採用



倍率	型式	価格(税込)
2倍(3.9D角型)	2614-150	7,260円
2.25倍(5.3D)	2614-80	5,830円
2.25倍(5.3D角型)	2614-840	6,380円
3倍(7.4 D)	2614-65	4,510円

## クリスタルルーペ

- レンズの両面から拡大できるレンズ(バイコンベックス)
- グリップに5倍の小レンズ付き



倍率	型式	価格(税込)
2倍(3.9D角型)	2612-950	4,730円
2.25倍(5D)	2612-80	3,740円
2.5倍(6.4D)	2612-60	2,530円
3.25倍(8.4 D)	2612-40	1,540円

## ハンディルーペ

- レンズの両面から拡大できるレンズ(バイコンベックス)
- ケースの色や形、大きさをお選びいただけます



倍率	型式	価格(税込)
3.5倍(10D角型50mm)	1752-150	4,730円
3.5倍(10D丸型60mm)	1740-460	4,730円



# ● 卓上式拡大鏡 置いて使えます

価格は全て税込価格です。予告なく変更する場合がございます

## ● パワーラックス LEDライト付

- 非球面レンズを採用し、高輝度LEDライト搭載
- 拡大鏡の重さで紙を支えることも出来ます
- 光の色は、ホワイト系の「クール」とオレンジ系の「ウォーム」があります
- 単3電池3本使用



詳細はこちら

倍率	型式	価格(税込)
3.5倍(14Dクール)	1586-14	27,610円
5倍(20Dクール)	1586-20	
5倍(20Dウォーム)	1586-201	
7倍(28Dクール)	1586-28	

クール ウォーム レンズサイズ(58mm)

## ● メナス・ルクス LEDライト付

- LEDライト付きでゆがみの少ないレンズ構成
- 単3電池1本使用



詳細はこちら

倍率	型式	価格(税込)
3倍	1438-30	21,560円

レンズサイズ(60mm)

## ● バールーペ

- 読み取りに便利な赤ラインが付いています



詳細はこちら

倍率	型式	価格(税込)
1.8倍	2605	5,500円
2倍	2606	8,690円
1.8倍	2608	13,200円

2605 2606 2608

## ● スクリボラックス LEDライト付

- レンズの下に書き込みなどが出来るスペースがあります
- 単3電池3本使用



詳細はこちら



倍率	型式	価格(税込)
2.8倍(7D)	1565-12	23,760円

レンズサイズ(75×100mm)

## ● ヴィゾ・ルクス・プラス LEDライト付

- レンズが前面傾斜で広いレンズ面です
- 単3電池3本使用



詳細はこちら



倍率	型式	価格(税込)
3倍(12D)	1566	29,040円

レンズサイズ(75×100mm)

## ● MITEMI (みてみ)

- 見たいものに乗せて使うドームルーペです



倍率	型式	価格(税込)
2倍(直径6cm)	MITEMI60	13,200円
2倍(直径8cm)	MITEMI80	16,500円


# ● 掛けメガネ・作業用拡大鏡

## ● ハズキルーペ(クリアレンズラージ) 10,980円

- ハズキルーペ(ラージ)の選び方
- ①倍率 ②レンズカラー ③フレーム色をそれぞれ選びます

ハズキルーペ ラージ

①倍率 ②レンズカラー



③フレーム色

1.32倍
1.6倍
1.85倍

クリア

カラー



パール

ルビー

ブラックグレー

ニューパープル

ブラウン

## ● ラボ・クリップ

- クリップをお持ちの眼鏡につけて使えます
- クリップ+レンズ1枚



詳細はこちら

倍率	型式(本体のみ)	価格(税込)
1.7倍(2.5D)	1646-17	10,560円
2倍(2.5D)	1646-20	
2.5倍(5D)	1646-25	
3倍(7.75D)	1646-30	
4倍(16D・片眼)	1646-40	
7倍(28D・片眼)	1646-70	

両眼用

片眼用

## ● ラボ・フレーム

- 眼鏡のように耳に掛けて使えます
- フレーム+レンズ1枚



詳細はこちら

倍率	型式(本体のみ)	価格(税込)
1.7倍(2.5D)	1644-50	18,590円
2倍(2.5D)	1644-51	
2.5倍(5D)	1644-52	
3倍(7.75D)	1644-53	
4倍(16D・片眼)	1644-54	
7倍(28D・片眼)	1644-57	

両眼用

片眼用

## ● マックス・ディテール

- 手元を確認します ●焦点距離40cm前後
- クリップタイプは、眼鏡に挟んで使えます



詳細はこちら



マックスディテール  
1624-51

マックスディテールクリップ  
1624-6

倍率	型式(本体のみ)	価格(税込)
2倍	1624-51	16,500円
2倍	1624-6	17,600円

## ● マックス・ティービー

- 遠くを拡大します ●焦点距離2m前後～
- クリップタイプは、眼鏡に挟んで使えます



詳細はこちら



マックスティービー  
1624-11

マックスティービークリップ  
1624-4

倍率	型式(本体のみ)	価格(税込)
2.1倍	1624-11	16,500円
2倍	1624-4	17,600円

# ● マイナスルーペ

- ルーペを離して持ちながらレンズを見ると見える範囲(視野拡大)が広がります



レンズ -4D  
税込価格 4,400円

# ● 書見台

## ● リーディングデスク(書見台)

- ルーペをのぞき込む時の姿勢を楽に保ち腰への負担を減らします
- 文字を書く時にも、使えます
- ガイドレールは、リーディングデスクと組み合わせて使えます



詳細はこちら

製品名	型式(本体のみ)	価格(税込)
リーディングデスク	1605	14,300円
ガイドレール ※紙を抑えるのに使えます	1605-1	10,120円

1605

1605-1 ※ガイドレールのみ

拡大鏡(ルーペ)

弱視学級新設セット  
トライアルセット

ご注文・見積り依頼書  
読み書き練習シート

高齢者・障害者への配慮



## ● 電子ルーペ

拡大読書器より画質や機能面では劣りますが「拡大」と「色切替」機能がついているので、外出先で「一部分を読む」など、読みやすい環境づくりを手伝うことができます

**クローバー3 35,900円 (非課税)**



- バッテリー  
3~4.5時間使用  
(3.5時間充電)

サイズ(mm)		
90(幅)	×22(奥行)	×72(高)
倍率 3.8~16倍	画面サイズ 3.5インチ	重さ 100g
色モード カラー/白黒/白黒反転(計4種類)		
保証期間2年(要ユーザー登録)		

**クローバー4 45,900円 (非課税)**



- バッテリー  
3~3.5時間使用  
(5時間充電)

※クローバー4 専用ハンドルモデル **48,200円 (非課税)**

サイズ(mm)		
152(幅)	×25(奥行)	×80(高)
倍率 3.5~16倍	画面サイズ 4インチ	重さ 180g
色モード カラー/白黒/白黒反転(計4種類)		
保証期間2年(要ユーザー登録)		

## ● 便利グッズ

購入は下記販売店へお問い合わせください  
日本点字図書館 ☎03-3209-0751

### 筆記を補助する道具

**ハガキ・封筒宛名書定規セット**



- 品番 81009 **3,630円 (税込)**
- ハガキ用と封筒用の2個セット。2枚重なっているプラスチックシートの間には書類を挟み、切り取られた枠に文字を書き込みます

### 小銭を区別する


**コインホーム**



- 品番 73111C **1,020円 (税込)**
- 長方形のプレートの両サイドに3か所ずつ丸いくぼみがあり、6種の硬貨を分けて収納できます

### レター用スミ字ガイドセット

A4/ **1,625円 (税込)** B5/ **1,410円 (税込)**  
品番81010 品番81011



- 縦書き用と横書き用の2枚セットでA4とB5サイズがあります

### 爪を整える

**手にフィットするつめやすり 半月型 1,090円 (税込)**



- 品番 79094
- やすりの刃の周囲は背が高くなっているため、削る際に爪が横に逃げるのを防ぎ、削る際の安定感があります

## ● 最新機器

**RETISSA DisplaII** (レティッサディスプレイ) 特徴はこちら



**327,800円 (税込)**



- 網膜走査型レーザーアイウェアPCやタブレット、スマートフォンとHDMIケーブルで接続し、映像を投影することができます
- ※カメラはついていない為、この器械では外側を映すことはできません

**Envision Glasses** (エンビジョングラス)



**298,000円 (非課税)**

- Envision AI(アプリ)と連携して、OCRによる文書読み上げ、物体や風景、人物認識が出来ます
- Envision Ally(アプリ)をインストールしたスマートフォンでは、カメラ映像を共有しながらビデオ通話ができる協力者機能もあります
- ※全ての機能を使うには、オンライン環境が必要です

## ● ロービジョントライアルセット

※価格については、作成時のものになり変動・販売中止になる可能性があります

### 遮光眼鏡トライアルセット

**STGフルトライアルキット**

**トライアルプレート26色 56,100円 (税込)**



- 遮光眼鏡の処方を手軽に行うことが出来るプレートタイプです

■ 19色か23色セットをお持ちの場合

追加3色セット(CH, WH, HG) **5,500円 (税込)**

追加7色セット(CH, WH, HG, OG, SP, LV, MV) **12,100円 (税込)**

**STGテストレンズキット**

**検眼レンズ26色 35,200円 (税込)**



- 検眼枠に入れて、遮光眼鏡の処方を手軽に行うことが出来るレンズタイプです

■ 19色か23色セットをお持ちの場合

追加3色セット(CH, WH, HG) **5,500円 (税込)**

追加7色セット(CH, WH, HG, OG, SP, LV, MV) **12,100円 (税込)**

### ルーペトライアルセット

**LEDワイドライトルーペセット (1837-6M) 126,830円 (税込)**



- 3倍~12.5倍までのLEDライト付きルーペセットで、モベース(専用台)付です

### 単眼鏡トライアルセット

**PKトライアルセットBasic (Bセット) 66,000円 (税込)**



- 4倍/6倍/8倍の単眼鏡、近用レンズ、ストラップのセットです

### 視覚障害者疑似体験トライアルセット

**シュミレーションレンズトライアル(フルセット) 183,700円 (税込)**



視力低下  
疑似ゴーグル



視野狭窄  
疑似ゴーグル

- 屈折異常や白濁、視野狭窄などを体験できる疑似体験セットです
- トライアルフレーム3個 / 各レンズ2枚一組

屈折異常(0.01~0.3)
白濁 (0.00~0.5)
視野狭窄(3度~15度)
中心暗点、周辺視野、NDフィルター、遮蔽版

### ロービジョン体験キット

組み立て式の体験キットで、3つのメガネでそれぞれ視野狭窄、白濁、中心暗点の体験ができます



**1個 250円 (税込)**

# 弱視学級新設セット

税込または非課税表示です

新しく弱視学級を立ち上げるために役立つ道具を掲載しています

学校生活の様々な場面で使うことができる道具で、弱視学級立ち上げ時に導入した道具を一例としてまとめています

- 教科書や参考書・辞書など近くのものを見るための「ルーペやタブレット・拡大読書器」
- 黒板や近づくことが難しい展示物など離れたものを見るための「単眼鏡やタブレット・拡大読書器」
- 楽な姿勢を保つ「書見台」
- 見やすく配慮された「文房具」などがあります

特別支援セットの内容は変更することが可能です。使う方により構成が変わりますので、ご相談をお待ちしております

製品構成例 ① 拡大読書器 ② ルーペ ③ 書見台 ④ 単眼鏡 ⑤ iPad ⑥ 文房具

## 1 拡大読書器(例)

読むのをスムーズにするXYテーブルが付いた「据置タイプ」と黒板など離れたものや教科書など手元を映すことが出来る「遠近タイプ」があります

### 据置タイプ

(例)  
トバースXLHD 22インチ

249,000円  
(非課税)



### 遠近タイプ

(例)  
オニキス  
デスクセットHD  
268,000円  
(非課税)



### XYテーブル

※別売り  
オニキス  
デスクセットHD用  
XYテーブル  
49,500円  
(税込)



サイズ(cm) 43(幅)×37.5(奥行)×4(高)  
重さ 4kg

## 2 ルーペ(例)

教科書や参考書など様々な文字の大きさに対応した倍率がありますが、使う方の見え方や文字の大きさによって選ぶ倍率が変わってきます。種類も「手持ち式」や「卓上式」持ち運びに便利な「携帯型」があります

### 手持ち式

LEDワイドライトルーペ  
3.5倍角型+モベース  
1511-3M 14,960円 (税込)

LEDワイドライトルーペ  
4倍角型+モベース  
1511-4M 20,020円 (税込)

LEDワイドライトルーペ  
5倍+モベース  
1511-5M 14,960円 (税込)

モベース(台)をつけた様子

### 卓上式

パールルーペ2倍  
2606 8,690円 (税込)

パールルーペ1.8倍  
2608 13,200円 (税込)

みてみ60 13,200円 (税込)  
みてみ80 16,500円 (税込)  
※いずれも2倍

### 携帯型

イージーポケット3倍  
1521-10 9,130円 (税込)

イージーポケット4倍  
1521-22 11,550円 (税込)

ニコンニューポケットタイプルーペ  
20D M.Nブルー 7,150円 (税込)

## 3 書見台

書見台を立てて使うことで、道具を使う時に楽な姿勢を保つことが出来ます。筆記にも使える木製があります



リーディングデスク  
1605 14,300円 (税込)

## 4 単眼鏡

黒板などの離れた物を見るのに使います




PK-4 (4倍)  
16,500円 (税込)



PK-6 (6倍)  
17,600円 (税込)

## 5 iPad



iPadの機能やアプリを使うことで、環境を整えるための選択肢が増えます。例えば、カメラアプリで手元の書類や近づくのが難しいもの、黒板などを拡大して見ることや、距離の離れたものを撮影することで、手元の作業にすることも出来ます。また、視認性や操作性が考慮された教科書・教材閲覧アプリ「UDブラウザ」を使うことも出来ます

簡単な  
使い方の  
動画



## 6 文房具

三角定規一組、分度器、分まわし(コンパス)の4点セット



三角定規  
分度器  
分まわしセット  
781円(税込)

製品に関するお問い合わせ

Trust 株式会社 トラストメディカル  
〒981-3212 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3-28-1

TEL 022-342-6780  
FAX 022-342-6781

弱視学級新設セット  
トライアルセット

ご注文・見積り依頼書  
読み書き練習シート

高齢者・障害者への配慮

# 読み書き練習用シート

すべて原寸大です

## 文字の大きさを確認

活字のおおよその文字の大きさを確認することができます。

**新聞** 見出し・本文:約53pt~10pt

**10pt**

揮発性有機化合物（VOC）やガス回収装置の設置・メンテナンスできるシステムによる排出抑制対策が多岐に可能性もある、年内に進める方針。

場合も多い。

こうした背景から、対応の専門知識を持たない小企業などでも効率的対策を立案できるコン

**53pt**

**23pt**

環境省

**40pt**

**ラスト廃棄物**

処理促進に向け、官民の協力が加速している、環境省が推進している「ラスト廃棄物」の危険性があるのではと

「VOC排出抑制導入支援のための検討会」（座長・平尾雅彦東京大学教授）を設置し、日本

コンピュータ上のシステムを構築し、排出抑制対策の一環とする、塗装や印刷、接着、化学工業など、VOC対策全般にも応用可能なものにし、途上国支援の可能性も視野に入れる。

**小説** 本文:約8pt

**8pt**

分析的なものとして論じられている精神の諸作実は、ほとんど分析を許さぬものなのである。その結果から見ると、それらを感知するにすぎない。その中でもわかっていることは、精神の諸作用を過分に付けている人にとっては、これこそなによりも生きとしたらしみの源泉である、ということだ。また、強健な人が筋肉を働かせる運動を喜んで自己的の能力を誇ると同じように、分析家はものごと

解き明かす知的活動に熱中する。彼は、この才能揮でできることなら、どんなつまらない仕事でも進んでやるのだ。彼は、謎や、難問や、象形文字が凡人の理解力では超自然とも見えるほどの明敏さそれらを解き明かす。しかも、彼がありとあらゆる法を尽して得た結論は、実のところ、まるで直観か見えないのだ。

分析の能力は数学の研究によって、おそらく大活躍させられるだろう。ことに、その最高の部分にあって、ただ逆行的なやり方をするというだけで当にも、とくに解析学と呼ばれているものによって

**レシート** 約15.5pt~8pt

**15.5pt**

**8pt**

Y ママワキョウ  
仙台厚生病院売店  
仙台市青葉区広瀬町4-15  
☎ 022-225-3212

2020年06月13日(土) 11時27分  
領収証

4560338753253	外*	
EMIAL 珈琲ゼリー		¥150
4994802011622	外*	
高千穂牧場のむYG		¥143
4901085161982	外*	
タリーズバリスタズブラック		¥133
小計(3点)		¥426
消費税等外税		¥34
合計		¥460

### サインガイド作成キット

署名に使えるサインガイドです。自筆で困っている方に便利です  
※名刺サイズなので、切り取ってお使いいただけます

- ①名刺(91mm×55mm)の裏面につけます
- ②白色部分を切り取ります
- ③サインガイドの出来上がり

### タイプスコープ作成キット

読み物の上に置いて使います。文字強調や読み飛ばしを防ぎます  
※名刺サイズなので、切り取ってお使いいただけます

白色部分を切り取って使います。横書きに最適です

白色部分を切り取って使います。縦書きに最適です



FAX番号は 022-342-6781

カタログ ご注文 見積り の依頼書

「カタログ」「ご注文」または「見積り」のどれかを○で囲んでください。

ご依頼先名

年 月 日

依頼内容

下記太枠に必要事項をご記入ください

株式会社トラストメディカル 行

	製品名	申込番号	数量	価格(税込)
例	LEDワイドライトルーペ3.5倍	1511-3	1	12,100円

お客様情報

フリガナ		電話	
氏名		FAX	
住所	〒		

●ご注文頂きまして有難うございます。

支払い方法

原則、現金引き換えでお願いします。

※商品到着時に、運送会社の配達員に代金をお支払いください。

商品の発送について

ご注文頂きました商品は、受付後7日以内に発送する予定ですが、商品によっては時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

送料

ご注文金額合計が5,000円以上の場合は、送料無料となります。

ご希望の時間指定がございましたら、下記時間にチェックをつけてください。

午前中  14時~16時  16時~18時  18時~20時  19時~21時

※地域によっては、時間指定ができない地域がございますので、ご了承ください。

〈個人情報の取扱いについて〉

- 個人情報保護管理者 専務取締役/木村由江 連絡先電話022-342-6780
- 個人情報は商品発送の目的に限り利用させていただき、その他の目的で利用する場合には、その都度、利用目的を通知し、同意を頂きます。
- ご提供いただきました個人情報は、法令の定めによるもの以外で、第三者には提供いたしません。
- 配送のために宅配業者に個人情報の取扱いを委託することがあります。
- お客様から日個人情報の開示等の要望があった場合は、速やかに下記窓口にて対応致します。  
問合せ先:個人情報保護管理者 専務取締役/木村由江 連絡先電話022-342-6780
- 当社へご自身の個人情報を提供されるかどうかはご本人の任意によるものですが、ご提供いただけない場合は、上記の利用目的に支障が生じる場合があります。

※お客様からいただいた個人情報は、厳重に管理し販売・発送業務以外には利用致しません。

【お問い合わせ先】株式会社トラストメディカル TEL:022-342-6780 FAX:022-342-6781

弊社記入欄

ご注文有難うございます。こちらの商品は 月 日に発送いたします。

ご注文・見積り依頼書  
読み書き練習シート

高齢者・障害者への配慮

# ● 高齢者・障害者への配慮

## 「点字」を使った配布物作成に使える道具（一例）

点字文書とは？ 点字は視覚障害者が読み書きに使う文字です。たて3点、よこ2点の六つの点の組み合わせから構成されています。

### 点字プリンターを使って印刷

**STEP 1**

パソコンの中にインストールした「点訳ソフト」で文章を点訳・校正

点訳ソフト例



EXTRA for Windows Version 7  
83,600円（税込）

点字編集システム（パッケージ版）  
15,840円（税込）

### 点字ラベルを使って印刷

パソコン、ブレイルメモスマート、Android端末から専用ソフトの自動点訳機能を使い、点字の知識が無くても「入力 ⇒ 点訳 ⇒ 打刻」の3ステップで点字ラベルを作成できます



点字ラベラー  
BL-1000 LINK  
73,700円（税込）

【別売品】  
専用点字テープ（2巻1セット） 1,980円（税込）

STEP 2

### 「点字プリンター」で専用紙に印刷

※タイプにより印字できる文字（点字のみや点字と墨字）や用紙（連続用紙や単票用紙など）両面同時印刷や静音タイプなど特徴が異なります。詳しくはお問い合わせください

点字プリンター例

<p>DOG-Multi Super version2</p>  <p>特徴はこちら</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●点字印刷（2度通し両面）</li> <li>●墨字印刷 ●連続用紙</li> </ul>	<p>DOG-Pro32W</p>  <p>特徴はこちら</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●点字印刷（両面同時）</li> <li>●連続用紙</li> </ul>
<p>Basic-D V5</p>  <p>特徴はこちら</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●点字印刷（両面同時）</li> <li>●連続用紙</li> </ul> <p>◀防音ボックスで動作音を抑えます</p>	<p>Everest-D V5</p>  <p>特徴はこちら</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●点字印刷（両面同時）</li> <li>●単票用紙</li> </ul> <p>◀防音ボックスで動作音を抑えます</p>

点字用紙普通紙 厚手（上質110kg）  
1,000シート/箱 サイズ：横8×縦10インチ（B版） 3,410円（税込）

構成によって価格が異なります。掲載機種以外も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください

## 「音声」を使った配布物作成に使える道具（一例）

デージー図書とは？ デージー図書は視覚障害者や印刷物を読むことが困難な方の為の国際標準規格デジタル録音図書です。

### デージー図書の作成

<p><b>STEP 1</b></p>  <p>音声データをソフトで編集します</p> <p>PRS-PRO 1ライセンス 19,800円（税込） 5ライセンス 82,500円（税込）</p> <p>特徴はこちら</p> 	<p><b>STEP 2</b></p>  <p>デージー図書再生機で確認します</p> <p>PTR3 85,000円（非課税）</p> <p>使い方はこちら</p> 
--	--

## 「屋内の移動」に関する配慮（一例）

### 屋内用 誘導マットの敷設

歩導くんガイドウェイは、視覚障害者の方が白杖でやさしいマットを確認して目的地にたどり着ける、歩行誘導ソフトマットです。環境とのコントラストを強調出来るカラー展開になっています。マット周囲はスロープ状になっており、車椅子やベビーカーなどスムーズな通行が可能です。また、表面に突起物が無く高齢者や幼児、肢体不自由者がつまづきにくい形状となっております。敷設イメージを図面に作成することもできますので、ご連絡お待ちしております。

 <p>センター型</p>	 <p>エッジ型</p>	<p>敷設事例</p>  <p>石巻市役所</p>	 <p>仙台市障害者総合支援センター （ウエルポート仙台）</p>	 <p>塩釜市役所</p>	<p>その他の導入実績はこちら</p> 
--	---	--	---	--	---

# 「見えない・見えにくいこと」でお困りの方へのご案内

宮城県には「見えない・見えにくい」ことでお困りの方の相談や訓練、情報提供などを行う専門機関があります。また、宮城県以外でも視覚支援学校（盲学校）や点字図書館、視覚障害者団体などが相談機関となっています。

トラストメディカルでは、視覚障害関連の道具、誘導マットや点字プリンターの取扱いに加えて、関係機関を紹介する活動も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

最後に、仙台本社では予約制の「ロービジョンルーム」もございます。担当者が不在の場合がございますので、ご予約をお願いします。

宮城県版スマートサイト（2021年1月現在）

## アイサポート仙台（仙台市視覚障害者支援センター）

仙台市における視覚障害リハビリテーションや生活支援に関する「よろず相談所」です。「目が不自由で今後どう暮らしていったらいいか」「福祉サービスを知りたい」「仕事を続けたいが、どうしたらいいか」など様々な相談をお受けし、希望やニーズに応じながら情報提供・福祉サービスの申請手続きの援助などを行っています。ご自宅や入・通院中の病院などを訪問しての相談もお受けしています。相談は無料です（仙台市中途視覚障害者生活支援事業）

〒981-3133  
仙台市泉区泉中央2丁目24-1  
☎022-341-1728  
F A X 022-341-1729  
メール sisien@sky.plala.or.jp

詳細は  
ホームページを  
ご覧ください



## 日本盲導犬協会 スマイルワン仙台 ユーザーサポート部

盲導犬の貸与だけでなく、見えない・見えにくい方の生活上の不便さを解消する工夫の提案の他、ご自宅に訪問しての視覚障害リハビリテーション訓練（歩行・点字・パソコン・調理等）を実施しております。費用は無料で、宮城県内どこにでもお伺いします。また、1週間程度センターに宿泊しての短期リハビリテーションも行っています。時期等はお問い合わせください。手帳の有無は問いませんので、お気軽にご相談ください。

〒982-0263  
仙台市青葉区茂庭字松倉12-2  
☎022-226-3910  
F A X 022-226-3990  
メール info@moudouken.net

詳細は  
ホームページを  
ご覧ください



## 宮城県視覚障害者情報センター

視覚障害者の為の情報提供施設として、以下のサービスを提供しています。

- 点字・録音図書や録音雑誌の貸出
- 個人が希望する資料の音訳・点訳
- 資料を読み上げる対面音訳
- パソコンや情報機器の体験・講習
- 日常生活用具や便利グッズの紹介
- 視覚障害者向け各種用具の貸出
- 地域における交流会の開催
- 点字訓練

この他、日常生活における相談なども受け付けております。

〒980-0011  
仙台市青葉区上杉6-5-1  
☎022-234-4047  
F A X 022-219-1642  
メール miyagi-sikaku@nifty.com

詳細は  
ホームページを  
ご覧ください



## 宮城県立視覚支援学校

視覚に障害のある児童生徒が学ぶ専門教育機関です。小中高等部では、点字教科書や拡大教科書で学んだり、ルーペや拡大読書器等の補助具を使用したりして、視覚障害に配慮した学習をしています。専攻科では、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、としての職業自立のために国家資格取得を目指した学習に力を入れています。視覚障害の方（乳幼児～成人）の相談をお受けします。来校による相談の他、保育園や幼稚園、小中高校等への訪問も行っています。

〒980-0011  
仙台市青葉区上杉6-5-1  
☎022-234-6333  
F A X 022-234-7974  
メール myg-shikaku-soudan@od.myswan.ed.jp

詳細は  
ホームページを  
ご覧ください



## 株式会社 トラストメディカル

☎022-342-6780

仙台本社 〒981-3212 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3-28-1  
山形営業所 〒990-2331 山形県山形市飯田西1-2-14  
福島営業所 〒960-8041 福島県福島市大町4-20 大町平和ビル3F  
東京営業所 〒192-0046 東京都八王子市明神町2-20-7-3F

弊社  
ホームページは  
こちらから  
どうぞ

お問い合わせ・ご注文  
"受付"時間  
月曜日～金曜日  
(祝日除く)  
9:00～18:00



見えにくさで困っている方が過ぎやすくなるような環境づくりの一環として、ロービジョンケアの普及にご協力いただいている地域協力店があります。このパンフレットをご覧になりご不明な点がございましたら、地域の協力店またはトラストメディカルにお問い合わせをお願いします。

ロービジョンケア 地域協力店